


EKSPERIMENTER



BESTEMMELSE AF FEDTINDHOLDET I FØDEVARER

- DEN TOTALE MÆNGDE FEDT I EN FØDEVARE EKSTRAHERES
- DER ANVENDES ET SOXHLET-APPARAT OG OPLØSNINGSMIDLET PENTAN
- RESULTATET SAMMENLIGNES MED VAREDEKLARATIONEN



Soxhlet-apparat

FORLØB

- TO HALVE DAGE
- EKSPERIMENTELT ARBEJDE
- TEORETISK INTRODUKTION OG FORTOLKNING AF RESULTATER



BESTEMMELSE AF TYPEN AF FEDTSYRER I FØDEVARER

- ANTALLET AT DOBBELTBINDINGER I FEDTSYRERNE I EN FØDEVARE BESTEMMES
- BROM REAGERER MED DOBBELTBINDINGERNE
- MÆNGDEN AF BROM BESTEMMES VED EN TITRERING MED NATRIUMTHIOSULFAT

